



UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL MASTER ULTRA THIN DATE

UNA ESFERA GRIS AZULADO DEGRADADO COMPLEMENTA LA CAJA DE ACERO

Datos clave

- *Una reinterpretación de la elegancia del emblemático reloj elegante moderno*
- *Un nuevo color de esfera gris azulado aporta un toque de estilo contemporáneo*
- *Un calibre robusto y altamente fiable presenta acabados de Alta Relojería*

La colección Master Ultra Thin, símbolo de la filosofía de Jaeger-LeCoultre de unir el virtuosismo técnico con la estética atemporal, se enriquece con un modelo Master Ultra Thin Date de acero con una esfera tornasolada en un nuevo color gris azulado.

El reloj de vestir por excelencia para los amantes de la estética moderna

La colección Master Ultra Thin, inspirada en el extraordinario legado de relojes extraplanos de la Maison y creada a partir de principios de 1900, fue concebida como el reloj de vestir por excelencia del siglo XXI. Gracias a sus líneas depuradas, superficies pulidas y asas largas y curvas, el diseño sobrio es una expresión atemporal y sofisticada de la modernidad, mientras que los calibres finos atestiguan casi 200 años de continua innovación y excelencia mecánicas en la Manufactura.

El calibre 899, completamente visible a través del fondo de caja de zafiro transparente del Master Ultra Thin Date, presenta finos acabados decorativos, como el motivo Côtes de Genève, el biselado y los tornillos azules. Diseñado, fabricado y ensamblado bajo el mismo techo en la Manufactura Jaeger-LeCoultre de Le Sentier, ofrece una alta fiabilidad y una reserva de marcha de 38 horas. El Master Ultra Thin Date, como cada modelo elegible de Jaeger-LeCoultre, ha superado con éxito todas las pruebas de certificación como parte del proyecto de desarrollo a través de su protocolo de pruebas de 1000 horas. Este programa único proporciona pruebas de certificación internas que superan con creces las pruebas oficiales de cronometría.

Un nuevo color distintivo para la esfera

La esfera tornasolada del Master Ultra Thin Date, en un recién creado color gris azulado, confiere un aire decididamente contemporáneo a la caja de acero. El diseño de la esfera es un ejercicio de simetría y equilibrio totalmente calculado. La indicación de fecha a las 6 horas es altamente legible y está perfectamente integrada en cada detalle. La forma de los índices trapezoidales alargados se refleja en



las agujas Dauphine, en las que una faceta está satinada y la otra pulida para crear un atractivo juego de luz desde diferentes ángulos.

El Master Ultra Thin Date cuenta con una correa de piel de aligátor negra y una hebilla desplegable que se pueden cambiar fácilmente para aportar aún más versatilidad a este reloj sofisticado y moderno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASTER ULTRA THIN DATE

Caja: acero

Dimensiones: 39 mm de diámetro x 7,8 mm de grosor

Calibre: automático Jaeger-LeCoultre Calibre 899

Funciones: horas, minutos, segundos, fecha

Reserva de marcha: 38 horas

Esfera: gris azulado tornasolada

Hermeticidad: 5 bar

Correa: piel de aligátor negra con hebilla desplegable intercambiable

Referencia: Q1238480

Acerca de Jaeger-LeCoultre: el relojero de los relojeros™

Desde 1833, guiada por una insaciable pasión por la innovación y la creatividad e inspirada en la apacible naturaleza del Vallée de Joux, Jaeger-LeCoultre se distingue por su dominio de las complicaciones y la precisión de sus mecanismos. Conocida como el relojero de los relojeros™, la Manufactura ha expresado su espíritu innovador sin límites a través de la creación de más de 1400 calibres diferentes y el registro de más de 430 patentes. Con 190 años de experiencia acumulada, los relojeros de la Grande Maison diseñan, producen, acaban y embellecen los mecanismos más avanzados y precisos, combinando la pasión con el savoir-faire centenario y vinculando el pasado con el futuro de un modo atemporal siempre en consonancia con los tiempos. Con 180 oficios bajo el mismo techo, la Manufactura crea Alta Relojería que combina el ingenio técnico con la belleza estética y la sofisticación sobria.

jaeger-lecoultre.com